



Application

## マウステールからのgDNA回収量測定

製品名

KAPAEpressExtract/KAPAマウスジェノタイピングキット

メーカー名

KAPA BIOSYSTEMS 社

### はじめに

KAPAEpressExtractは、マウステールなどのサンプルを100 $\mu$ l反応液で簡単に溶解し、DNAを抽出することができます。PCRによるマウスジェノタイピングの場合、通常はKapa2GRobustHotStartマスターミックス反応液25 $\mu$ lあたり、このライセートをわずか1 $\mu$ l用いることで、十分なPCR結果を得ることが可能です。

しかし、PCR以外にサザンブロットング解析が必要となった場合には、より多くのDNA（通常5～15 $\mu$ g）が必要とされます。一方で、KAPAEpressExtractのライセートには不純物が含まれるため、吸光度によるDNA量の測定は推奨されておらず、そのままではライセート中にどの程度のゲノムDNAが含まれているか確認できません。

そこで、マウステールからより多くのゲノムDNA量が得られるように、KAPAEpressExtractの溶解反応時間を30分間に延長したうえで、イソプロパノール沈殿法によりゲノムDNAを回収し、吸光度でDNA収量を測定しました。

### 方法

#### KAPAEpressExtractの変更プロトコール

1. マウス尾（約3mm）をサンプルチューブに入れる
2. KAPAEpressExtract反応液100 $\mu$ lを加え、ボルテックスする
3. 以下のプログラムで反応させる  
75 $^{\circ}$ C 30分間（\*通常は10分間）  
95 $^{\circ}$ C 5分間
4. ボルテックスし、卓上遠心機で6,000rpm1分間遠心分離する

#### イソプロパノール沈殿のプロトコール（KapaBiosystems社推奨法）

1. 遠心後のライセート上清を新しいチューブへ移す
2. 等量のイソプロパノール（室温）を加え、混合する
3. 室温で5分間以上インキュベートする
4. 16,000 $\times$ gで4 $^{\circ}$ C30分間、遠心分離する
5. チューブ底のペレットを吸わないように、溶液を取り除く
6. 70%エタノール（室温）500 $\mu$ l加える
7. 16,000 $\times$ gで4 $^{\circ}$ C15分間、遠心分離する
8. チューブ底のペレットを吸わないように、溶液を取り除く
9. ペレットを5～20分間風乾する
10. 適切なバッファーで再溶解する


### 結果

マウステール3匹分のKAPAEpressExtract溶解液上清を、1本のチューブに回収し、イソプロパノール沈殿を実施しました。最終的に、回収したDNAを10 $\mu$ lのTEバッファーで再溶解しました。

#### （吸光度測定により算出されたDNA収量結果）

3匹分のマウステールから回収されたゲノムDNAのトータル量は43.31 $\mu$ gでした。  
1匹あたりのDNA量は14.44 $\mu$ gと推定されました。

M 1 $\mu$ l 2 $\mu$ l



#### （電気泳動結果）

TEバッファーで溶解したDNA溶液を1 $\mu$ l（4.3 $\mu$ g相当）、2 $\mu$ l（8.6 $\mu$ g相当）、それぞれ電気泳動しました。

KAPAEpressExtractのプロトコール変更により、マウステール約3mmから約14 $\mu$ gのゲノムDNAが回収されました。これにより、本キットをサザンブロットング解析などのアプリケーションにも応用できることが示唆されました。