

サンプル情報

Q-stain染色ゲル	
レーン	サンプル詳細
1	プレスタインドタンパク質マーカー (Nakarai,02525)
2	大腸菌ライセート#1 (5 uL)
3	大腸菌ライセート#1 (2.5 uL)
4	大腸菌ライセート#1 (1.25 uL)
5	blank
6	大腸菌ライセート#2 (5 uL)
7	大腸菌ライセート#2 (2.5 uL)
8	大腸菌ライセート#2 (1.25 uL)
CBB染色ゲル	
レーン	サンプル詳細
1	プレスタインドタンパク質マーカー (Nakarai,02525)
2	大腸菌ライセート#1 (2.5 uL)
3	大腸菌ライセート#1 (1.25 uL)
4	blank
5	大腸菌ライセート#2 (2.5 uL)
6	大腸菌ライセート#2 (1.25 uL)

補足情報（実験条件）

- SDS-PAGE 使用ゲル：
10-20% スーパーセップ TM エース (WAKO)
- 泳動バッファー：
10x running buffer solution (WAKO 184-01291)を 1x に希釈した。
- CBB 脱色方法
脱染に使用した溶媒：7%(v/v)酢酸/5%(v/v)メタノール/水
時間：オーバーナイト