


# FastGene™ Cap Easy ストッパー取り付け方法



FG-CDC02

この度は FastGene™ Cap Easy をご購入頂きまして誠に有難うございます。  
一部のお客様からのご意見を反映し、Cap Easy の滑り止めとしてお使い頂ける  
ストッパーゴムを添付させて頂いております。  
ストッパーゴムなしでも使用可能ですが、滑りが気になるようでしたら是非お使いください。

※下記では旧タイプ (FG-CDC01 : 緑色) を使用して説明しておりますが、現行タイプ (FG-CDC02 : 赤色) にも同様に  
お使いいただけます。

## 1 両面テープ (別途ご用意ください) を下記部位に 4 箇所貼り付けてください。



① 後側 (表面)



② 後側 (内側)



③, ④ 前面2箇所 (外側・内側)

## 2 製品に添付されているストッパーゴムをはめ込み、しっかり固定してください。



本体を裏返し、両面テープのはくり紙を剥がし、写真の通り2箇所にストッパーゴムをはめ込みます。



完成です。