



FAS-Digi & FAS-LED BOX



大きい画面で
確認したい・・・
モニター出力は
できる？

実験ノートに
貼るから・・・
プリントアウトは
できる？

ワイヤレス(無線)で
データ転送は
できる？

こんな使い方も **できます!**

デジカメの画面だけでは小さい・・・

その場ですぐに
プリントアウトしたい・・・

パソコンへの転送にいちいち
ケーブルをつなぐのは面倒・・・

別売りモニターが解決!

別売りプリンターが解決!

WiFi内蔵
SDメモリーカードが解決!



※FAS-LED BOXのモニター及びプリンターへの接続時は若干画質が落ちますのでWiFi SDカードによるPCへの転送をお勧めしております。

FAS-Digi用 WiFi内蔵 SDカード



● Eye-Fi Pro X2カード 16GB

Cat.No. FAS-DGDC-WiFi

価格(税抜) ¥25,000

※現在のFAS-Digi専用カメラ(PENTAX MX-1)での使用においてPCへの動作保証がなされているSDカードです。市販のPQI air Cardなど、一部お使い頂けるものもございますが、動作保証はしておりませんので予めご了承ください。(SDHCメモリーカードFlashAir™非対応)

9.7型 IPS 液晶モニター



- 解像度 1024×768
- 角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)

Cat.No. CL97S

価格(税抜) ¥53,000

7型 ワイド 液晶モニター



- 解像度 800×480
- 角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)

Cat.No. CL7619N

価格(税抜) ¥35,000

モノクロプリンター



● モノクロプリンター本体

Cat.No. AP-03M

価格(税抜) ¥218,900

● サーマルペーパー(6巻入)

Cat.No. AT-95SG

価格(税抜) ¥15,900

FAS-LED BOX用 WiFi内蔵 SDカード



● PQI Air カード 16GB

Cat.No. FAS-BOX-WiFi

価格(税抜) ¥12,500