

2019年2月吉日

## お客様各位

### 日本ジェネティクス株式会社

【本社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 番地 ムンハットビル 6 階  
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

## FastGene™ 100bp DNA 分子量マーカー 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品に仕様変更がございますのでご案内申し上げます。  
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、  
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象品

型番(商品名) NE-MWD100 (FastGene™ 100bp DNA Ladder)

#### ■仕様変更の内容

DNA バンドの分子量はそのままに、AT/GC 含量を微調整いたしました。

※ご使用条件によっては、以前の製品とバンドの移動度がわずかに異なる可能性があります

#### ■変更時期

2018年8月10日出荷分(ロットナンバー:1106270207)より、新仕様の製品を出荷開始済み

本来であれば仕様変更前にご案内すべきところ、事後のご案内となってしまいましたことを  
心より深くお詫び申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。  
宜しく願い申し上げます。

以上