

2019年2月吉日

## お客様各位

### 日本ジェネティクス株式会社

【本社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 番地 ムーンハットビル 6階  
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

## FastGene™ DNA ラダー 保管および輸送温度変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の保管および輸送温度に変更がございますのでご案内申し上げます。  
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、  
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象製品

CatNo. NE-MWD100 (FastGene™ 100bp DNA Ladder)

CatNo. NE-MWD1P (FastGene™ 1kb DNA Ladder)

#### ■変更内容

保管温度および輸送温度を以下の通り変更いたします。

#### 保管温度

変更前: 室温、4℃、-20℃

変更後: 4℃、-20℃

#### 輸送温度

変更前: 室温

変更後: 4℃

※製品自体の仕様に一切変更はございません。

#### ■変更時期

2020年2月27日(木)弊社出荷分より、

#### ■備考

・過去にご購入済みの製品につきましても、4℃または-20℃での保管および、4℃での輸送を推奨いたします。

・保管温度の選択(4℃ または -20℃)について:より長期の保管には-20℃を推奨しておりますが、原則として、パッケージに記載の使用期限を厳守いただけますようお願い致します。

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。  
宜しく願い申し上げます。

以上