

2022年2月吉日

**お客様各位**

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

**FastGene™ ゲノム DNA 抽出キット 保存条件および使用期限変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の保存条件、および使用期限を変更いたしましたのでご案内申し上げます。  
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

FastGene™ゲノム DNA 抽出キット

型番	商品	入数	定価（税抜）
FG-GD050C	FastGene™ ゲノム DNA 抽出キット（培養細胞）	50 回用	34,000 円
FG-GD050S	FastGene™ ゲノム DNA 抽出キット（口腔粘膜細胞）	50 回用	39,000 円
FG-GD050P	FastGene™ ゲノム DNA 抽出キット（植物）	50 回用	30,000 円
FG-GD050T	FastGene™ ゲノム DNA 抽出キット（組織）	50 回用	39,000 円

※価格は 2023 年 2 月現在のものです

■変更内容

	変更前	変更後
保存条件	室温（15-25℃）	室温（15-25℃） Proteinase K のみ冷蔵（2-8℃）
使用期限	12 カ月（未開封）	18 ヶ月（未開封）

※この変更に伴い、Proteinase K のみ、到着後冷蔵（2-8℃）での保管が必要となります。

■仕様変更時期

2023 年 2 月販売分より

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。