

2024年4月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

http://www.n-genetics.com/

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階 〒112-0004 TEL: 03-3813-0961 FAX: 03-3813-0962

FastGene™ 50bp DNA 分子量マーカー 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品に仕様変更がございますのでご案内申し上げます。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りま すよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

FastGene™ 50bp DNA 分子量マーカー (型番: NE-MWD50)

■仕様変更内容

- ・強調バンドの分子量サイズと本数
- 色素の種類

	変更前	変更後
強調バンド	200bp/500bp/1200bp(3 本)	500bp/1000bp/1200bp/1500bp (4 本)
バンド数	17 本	17 本
色素	オレンジG	ブロモフェノールブルー キシレンシアノール FF
写真	DNA Mass (ng/5µl) 40 — 1500 70 — 1200 30 — 800 27 — 800 20 — 600 67 — 500 27 — 400 18 — 350 20 — 250 67 — 200 30 — 150 27 — 100 30 — 50 27 — 100 30 — 50	DNA Mass (ng/5ul) 75

■切替時期

2024年5月頃

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。