

平成 27 年 10 月吉日

## 御得意様各位

日本ジェネティクス株式会社

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 番地 ムンパットビル 6 階  
〒600-8491 TEL : 075-353-8855 FAX : 075-353-8858

### KAPA PCR 試薬の色素供給元変更についてのご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

早速ですが、KAPA PCR 試薬に使用されている色素の供給元変更についてご連絡させていただきます。  
大変恐縮ではございますが、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  
敬具

#### 記

##### ■対象製品

型番	ロシュ型番	商品名	新色素導入ロットナンバー
KK1024	07958650001	KAPATaq ReadyMix with dye 250 回用	005327-13-1
KK3606	07959265001	KAPATaq EXtra HotStart ReadyMix with dye 200 回用	005429-22-1
KK3607	07959273001	KAPATaq EXtra HotStart ReadyMix with dye 2000 回用	005444-2-1
KK5103	07960905001	KAPA2G Fast ReadyMix with dye 2000 回用	未定
KK5610	07961286001	KAPA2G Fast HS ReadyMix with dye 200 回用	未定
KK5611	07961294001	KAPA2G Fast HS ReadyMix with dye 2000 回用	005411-13-1
KK5621	07961316001	KAPA2G Fast HS Genotyping PCR Mix 500 回用	未定
KK5706	07961391001	KAPA2G Robust HS RM with dye 200 回用	未定
KK5707	07961405001	KAPA2G Robust HS RM with dye 2000 回用	005429-24-1
KK7352	07961804001	2GFast HS Mouse Genotyping Kit 500 回用	未定

##### ■変更時期


2017 年 9 月中旬以降製造分より切替え予定

※新色素への切替えが適用される最初のロットナンバーの情報は得られていない製品については、  
確認が取れ次第、順次公開させていただきます。

■変更内容

PCR 試薬の色素に使用されているキシレン(Xylene)の供給元が変更になります。  
それに伴い、KAPA PCR 試薬の緑色のゲルトラッキング色素の色味が若干変わりますが、本製品の性能、機能には影響はありません。

- ① 新しい供給元の色素を使用した試薬は、従来のものと比べて若干色味が異なります



- ② アガロース電気泳動時(1%アガロースゲル)の青色のバンドの発色にも多少違いがございます



ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。  
今後とも当社製品を引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上