

2024年1月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962**Sorenson 社 フィルターチップ 一部フィルター装填方法 変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
この度、下記製品のフィルター装填方法が変更となりましたのでご案内申し上げます。
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記


■対象型番

メーカー名 : Sorenson BioScience 社

型番	商品	入数
30550	NX マルチガードフィルターチップ(200 µL) (セルラック/滅菌済)	96本×10ラック
30550T	NX マルチガードフィルターチップ(200 µL) (セルラック/滅菌済/低吸着)	96本×10ラック

■変更内容

フィルター装填方法の変更およびそれに伴うフィルターサイズの変更

	変更前	変更後
フィルター装填方法	フィルターstripp方式 (型で切り抜いたフィルターを詰める装填方法)	フィルタープラグ方式 (元々成形されているフィルタープラグを詰める装填方法)
フィルターサイズ ※画像をご覧ください		

■変更理由

不定期に行っている製造方法の見直し・改善の結果、フィルター装填方法を変更することになりました。

■切替ロット番号

G23563以降

※この仕様変更は2023年の間を通して行われたため、一部切替ロット番号以前のロットでも新タイプのフィルター装填方法へ切り替わっているものがございます。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。
よろしくお願い申し上げます。