

平成 30 年 8 月吉日

## お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 番地 ムンパットビル 6 階  
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

### FastGene 0.2ml 8 連 PCR チューブ一部ロットの不具合について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

下記製品に関しまして、使用上の不具合が生じる可能性があることが判明しましたのでご連絡いたします。  
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、内容をご確認の上、皆様方のご理解、ご協力を賜りますよう  
何卒お願い申し上げます。

敬具

記

#### ■対象型番

| 型番           | 品名  |
|--------------|---|
| FG-088WF     | FastGene 0.2ml 8 連 PCR チューブ フラットキャップ      |
| FG-0088WF/SE | FastGene 0.2ml 8 連 PCR チューブ フラットキャップ 整列包装 |

#### ■対象ロットナンバー

18213～18221

#### ■該当品出荷時期

FG-088WF: 2018 年 6 月上旬～6 月下旬頃

FG-0088WF/SE: 2018 年 6 月下旬～7 月下旬頃

#### ■不具合内容

8 連 PCR チューブの左から 5 番目のチューブとキャップの嵌合が緩く、  
PCR 時にサンプルの蒸発、液漏れが発生する可能性がある

#### ■交換対応について

当該ロットナンバーについては、別ロット品への無償交換対応を行っております。  
お手数ですが、弊社営業担当までご連絡いただけますようお願いいたします。

以上

製品をご愛顧いただいております皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、  
心よりお詫び申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問い合わせください。