

2016年9月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社
http://www.n-genetics.com/

KAPA ライブラリー調製キット(ロシュ・ダイアグノスティクス社取扱い品)
販売終了および代替品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
2016年4月1日より、ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社のライフサイエンス関連製品の国内販売はすべて 日本ジェネティクス株式会社 にて行っております。
それに伴う一部製品の販売終了および代替品のご紹介がございますのでご案内申し上げます。
変更内容をご確認の上、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品

KAPA Biosystems 社 ライブラリー調製キット

1. KAPA Library Preparation Kit (3製品)

販売終了製品		➔	代替製品	
製品番号	製品名	製品番号	製品名	
07137923001 (KK8250)	KAPA Library Preparation Kit, 10 Reactions	07961863001 (KK8230)	KAPA LTP Library Preparation Kit, 8 Reactions	
07137974001 (KK8251)	KAPA Library Preparation Kit, 50 Reactions	07961880001 (KK8232)	KAPA LTP Library Preparation Kit, 48 Reactions	
07138008001 (KK8252)	KAPA High-Throughput Library Preparation Kit, 96 Reactions	07961901001 (KK8234)	KAPA HTP Library Preparation Kit, 96 Reactions	

販売終了製品と代替製品の違い

① Library Amplification Primer Mix(10X)の有無

販売終了製品 : 同梱されていない

代替製品 : 同梱されている

このコンポーネントは SeqCap 実験には使用しない物です。

② 反応数表記

販売終了製品 : 10 反応、50 反応

代替製品 : 8 反応、48 反応

コンポーネントとして分注されている各試薬量は全く同じですので、これまで通りお使い頂けます。

2. KAPA Stranded RNA-Seq Library Preparation Kit (2 製品)

販売終了製品		➡	代替製品	
製品番号	製品名	製品番号	製品名	
07277261001 (KK8450)	KAPA Stranded RNA-Seq Library Preparation Kit, 24 Reactions	07962142001 (KK8400)	KAPA Stranded RNA-Seq Library Preparation Kit, 24 Reactions	
07277253001 (KK8451)	KAPA Stranded RNA-Seq Library Preparation Kit, 96 Reactions	07962169001 (KK8401)	KAPA Stranded RNA-Seq Library Preparation Kit, 96 Reactions	※販売中止 KK8400をお買い求めください

販売終了製品と代替製品の違い

特になし。

ただし 96 反応キットは完全に販売中止となりましたので代替品はございません。

恐れ入りますが 24 反応キット(KK8400 / 07962142001)をお買い求めください。

以上、ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。
宜しく願い申し上げます。

以上