

2021年8月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL: 03-3813-0961 FAX: 03-3813-0962

Sorenson 社製 ロングリーチ 10 μ L チップ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
早速ですが、下記製品の仕様変更についてご連絡させていただきます。
大変恐縮ではございますが、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

■対象製品

Sorenson Bioscience, Inc (ソレンソン・バイオサイエンス) 社製 ロングリーチ 10 μ L チップ
型番および製品名は2ページ目に掲載がございます。

■変更内容

エッペンドルフ、フィンピペット、ギルソンの互換性のあるピペッターに対し、より強固によりスムーズに装着できるよう上部のリップを取り除きました。



■変更時期

現在出荷しているものは全て新仕様品となっております。
カットオフロットナンバー: D23394

ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。
今後とも当社製品を引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上

対象型番・製品名

型番	製品名
37650	10uL マイクロリーチチップナチュラルバルク入り
37650T	10uL マイクロリーチチップ LowBinding(低吸着)ナチュラルバルク入り
37660	10uL マイクロリーチチップナチュラルセルラック入り滅菌済
37660T	10uL マイクロリーチチップ LowBinding(低吸着)ナチュラルセルラック入り滅菌済
37820	10uL マイクロリーチチップナチュラル
37820T	10uL マイクロリーチチップ LowBinding(低吸着)ナチュラル
70700	10uL リロードチップ 96x10 ナチュラルスターターキット
27790	10uL チップステーションリーチチップ(ナチュラル滅菌済)
27790T	10uL チップステーションソフトチップ LowBinding(低吸着)ナチュラル滅菌済
26410	10uL ロング ナチュラル ヒンジラック入り滅菌済
26410T	10uL 低吸着ロング ナチュラル ヒンジラック入り滅菌済
38000	10uL マイクロリーチガード ナチュラル セルラック入り 滅菌済
38000T	10uL マイクロリーチガード LowBinding(低吸着)ナチュラルセルラック入り 滅菌済
30360T	10uL シャープチップ低吸着ロングナチュラルヒンジラック入り滅菌済