

2018年3月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本社】東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493 ムーンハットビル6階
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、下記製品に仕様変更がございますのでご案内申し上げます。

一部製品におきましては、既に新仕様品の出荷が開始されております。
 本ご案内が遅くなってしまいましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

敬具

記

対象製品


- ・TR3005 TrueLine ディスポーザブルピペット 1ml 1000本(個別包装)
- ・TR3006 TrueLine ディスポーザブルピペット 2ml 500本(個別包装)

仕様変更内容

ピペット本体の内径・外径、及び外箱のサイズに変更がございます。
 ピペット先端部分のサイズに変更はございません。

※TR3005 は新タイプの見本品が、
 入手でき次第情報を更新させていただきます。

【TR3006 外径・内径】



型番		変更前	変更後	
TR3005	外径	4.57mm	5.21mm	
	内径	2.95mm	変更なし	
	外箱	長さ	34.29cm	39.69cm
		幅	31.75cm	33.02cm
		高さ	25.40cm	27.94cm
重さ		4.76kg	6.17kg	
TR3006	外径	6.48mm	5.21mm	
	内径	4.06mm	3.66mm	
	外箱	長さ	36.20cm	変更なし
		幅	23.81cm	24.61cm
		高さ	19.05cm	25.40cm
重さ		3.74kg	2.54kg	

変更開始時期

- ・TR3005: 確認中
- ・TR3006: 2018年2月6日出荷分(ロットナンバー:00318055)より

以上

※ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。