

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 ムンパットビル 6 階
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

TrueLine ディスポーザブルピペット 滅菌方法変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
この度、下記製品につきまして、滅菌方法に変更がございますのでご案内申し上げます。
変更内容をご確認の上、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品

TrueLine ディスポーザブルピペット

型番	容量	入数	カットオフロットナンバー
TR3005	1ml	1000 本	34618002
TR3006	2ml	500 本	26918026
TR3007	5ml	200 本	27018044
TR3008	10ml	200 本	24718035
TR3009	25ml	200 本	24618015
TR3010	50ml	100 本	30218039

変更内容

滅菌方法

変更前：ガンマ線照射滅菌

変更後：電子線照射滅菌

※旧タイプの在庫がなくなり次第、順次新タイプへ切り替えとなります。

今後とも当社製品を引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上