

2022 年 10 月 吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962**Taizhou Sun Trine Biotechnology 社スワブ仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品に型番および仕様変更がございますのでご案内申し上げます。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

型番 : 905101/RU0

品名 : フロックスワブ(鼻咽頭用) 300 本

■仕様変更内容

ブレイクポイントが 100mm から 80mm に変更となります。

	変更前	変更後
全長	153.00 mm (±1.00 mm)	153.00 mm (±1.00 mm)
スワブ部分	22.00 mm (±1.00 mm)	22.00 mm (±1.00 mm)
ブレイクポイント	100 mm (±1.00 mm) 	80 mm (±1.00 mm) 

■変更理由

製造元の Taizhou Sun Trine Biotechnology 社がブレイクポイント 80mm のスワブの生産に注力することとしたため。

■切替ロットナンバー

20220820

※上記ロットナンバーは 100mm (変更前) と 80mm (変更後) が混在しています。

※恐れ入りますが、箱上のラベルにて 100mm か 80mm をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。

以上