

# 8連PCRチューブ & キャップ

- DNase/RNase Free
- 肉薄で高い透明度
- 密封性に優れています。
- チューブとキャップはセットです。キャップ単品の取扱いもございます。




## 0.1 mL タイプ (チューブ&キャップのセット)

### 適合装置

CP0100 : ABI Fast / Bio-Rad (ロープロファイル) など

CP0101 : LightCycler® 96 / LightCycler® 480 / Bio-Rad (ロープロファイル) など

Cat.No.	チューブ色	キャップ色	包装単位	価格 (税抜)
CP0100	クリア	クリア	1250ストリップ	¥105,000
CP0101	白	クリア	1250ストリップ	¥105,000




## 0.2 mL タイプ (チューブ&キャップのセット)

### 適合装置

CP0110 : ABI 0.2 mL など

CP0111 : ABI 0.2 mL / Bio-Rad (ディープウェル) / 他社製品 0.2 mL など

Cat.No.	チューブ色	キャップ色	包装単位	価格 (税抜)
CP0110	クリア	クリア	1250ストリップ	¥105,000
CP0111	白	クリア	1250ストリップ	¥105,000



## キャップ単品

Cat.No.	キャップ色	包装単位	価格 (税抜)
CP1111	クリア	1250ストリップ	¥50,000




CP1111

# 96ウェルPCRプレート

- DNase/RNase Free
- Non Pyrogenic
- 肉薄で均質に作られています。

- 試料の増幅を促進する熱伝導効果に優れた設計です。
- 縦方向 (A-H)、横方向 (1-12) の印字があります。
- 凸状エッジ設計は気密性に優れ、コンタミネーションを防ぎます。

## 0.1 mL 〈ノンスカート〉




### 適合装置

CP1000: LightCycler96® のみ / ABI Fast / Bio-Rad (ロープロファイル) など  
 CP1001: LightCycler96® のみ / Bio-Rad (ロープロファイル) など

Cat.No.	寸法 (mm)	色	包装単位	価格 (税抜)
CP1000	120.3×80.3×15.7	クリア	100枚	¥43,000
CP1001	120.3×80.3×15.7	白	100枚	¥43,000

## 0.1 mL 〈セミスカート〉




### 適合装置

CP2000: LightCycler® 96 / LightCycler® 480 / Bio-Rad (ロープロファイル) など  
 CP2001: LightCycler® 96 / LightCycler® 480 / Bio-Rad (ロープロファイル) など  
 CP5000: ABI Fast など

Cat.No.	寸法 (mm)	色	包装単位	価格 (税抜)
CP2000	128.3×85.5×15.7	クリア	100枚	¥43,000
CP2001	128.3×85.5×15.7	白	100枚	¥43,000
CP5000	128.3×54.0×16.7	クリア	100枚	¥43,000

## 0.2 mL 〈ノンスカート〉




### 適合装置

CP1010: ABI 0.2 mL / Bio-Rad (ディーブウェル) / 他社製品0.2 mL など  
 CP1011: ABI 0.2 mL / Bio-Rad (ディーブウェル) など

Cat.No.	寸法 (mm)	色	包装単位	価格 (税抜)
CP1010	120.3×80.3×20.7	クリア	100枚	¥43,000
CP1011	120.3×80.3×20.7	白	100枚	¥43,000

## 0.2 mL 〈セミスカート〉



### 適合装置

CP5010: ABI 0.2 mL など  
 CP2011: Bio-Rad (ディーブウェル) など

Cat.No.	寸法 (mm)	色	包装単位	価格 (税抜)
CP5010	126.1×85.5×22.8	クリア	100枚	¥43,000
CP2011	121.0×80.3×20.7	白	100枚	¥43,000

 日本ジェネティクス株式会社

🌐 <https://www.n-genetics.com>

✉ [info@genetics-n.co.jp](mailto:info@genetics-n.co.jp)

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階  
 Tel. 03 (3813) 0961 Fax. 03 (3813) 0962