

2024年2月吉日

**お客様各位**

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com>

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階

〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

**Shanghai Welso Technology 社製品 販売終了のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、Shanghai Welso Technology 社製品に関しまして、2024年3月末をもちまして、販売を終了させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

## 記

**■対象製品**

Shanghai Welso Technology Co., Ltd 社製品すべて

型番	品名	包装単位	定価(税抜)
WFT10011	Labmore フィルターチップ 10 $\mu$ L (滅菌済、セミロング)	96本 $\times$ 10ラック	13,800円
WFT10020	Labmore フィルターチップ 20 $\mu$ L (滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	13,800円
WFT10100	Labmore フィルターチップ 100 $\mu$ L (滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	13,800円
WFT10200	Labmore フィルターチップ 200 $\mu$ L (滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	13,800円
WFT11250	Labmore フィルターチップ 1250 $\mu$ L (滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	17,000円
WLT20010	Labmore チップ 10 $\mu$ L (低吸着、滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	15,200円
WLT20011	Labmore フィルターチップ 10 $\mu$ L (低吸着、滅菌済、エクストラロング)	96本 $\times$ 10ラック	15,200円
WLT20012	Labmore チップ 10 $\mu$ L (低吸着、滅菌済、ウルトラロング)	96本 $\times$ 10ラック	15,900円
WLT20020	Labmore チップ 20 $\mu$ L (低吸着、滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	15,900円
WLT20100	Labmore フィルターチップ 100 $\mu$ L (低吸着、滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	15,900円
WLT20200	Labmore チップ 200 $\mu$ L (低吸着、滅菌済、エクストラロング)	96本 $\times$ 10ラック	15,900円
WLT21000	Labmore フィルターチップ 1000 $\mu$ L (低吸着、滅菌済)	96本 $\times$ 10ラック	17,300円
WLT21250	Labmore チップ 1000 $\mu$ L (低吸着、滅菌済、エクストラロング)	96本 $\times$ 10ラック	17,300円

※価格は2024年2月現在ものです。

**■販売終了時期**

2024年3月31日

## ■代替品

代替品につきましては、[弊社ホームページの製品カテゴリ検索](#)からご確認お願いいたします。

「製品カテゴリ検索」にキーワードを入力していただき、さらに「仕様」のプルダウンから条件をチェックして頂ければ、ご希望に最も近い代替品が絞られます。是非ご活用ください。

製品カテゴリ +

仕様 -

容量

- 10μL (2件)
- 20μL (2件)
- 100μL (1件)
- 200μL (2件)
- 1000μL (1件)
- 1250μL (1件)

滅菌

- 滅菌済み(ガンマ線) (4件)
- 滅菌済み(電子線) (2件)
- 滅菌済み (2件)

フィルター有無

- あり (2件)
- なし (2件)

包装形態

- ラック入り (1件)
- 詰め替え (1件)

材質 (本体)

- ポリプロピレン (2件)

フィルターチップ

シリーズ表示

単品 (型番) 表示

2件中 1~2件を表示

10μL × 滅菌済み(電子線) × フィルター：あり ×

表示件数 20件

FastGene™ フィルターチップ (10 μL, 20 μL, 1000 μL)

EGF-2042, EGF-2043, EGF-2072, EGF-2073, EGF-20S2, EGF-20S3, EGF-7032, EGF-7033, EGF-10002, EGF-10003

★★★★☆ (4.3) 12件のレビュー

機器・消耗品 > リキッドハンドリング > フィルター付きピペットチップ

詳細ページへ

フィルターチップ (10 uL, 20 uL, 100 uL, 200 uL, 1250 uL)

WFT10011, WFT10020, WFT10100, WFT10200, WFT11250

★★★★☆ (4) 2件のレビュー

お問い合わせはこちら

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。