

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

FastGene™ RNA 精製キット 一部構成部品仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の一部構成部品に仕様変更がございますのでご案内申し上げます。
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

FastGene™ RNA 精製キット

| 型番 | 品名 | 入数 | 定価（税抜） |
|------------|---------------------------|--------|----------|
| FG-80006 | FastGene RNA Basic Kit | 6 回用 | ¥4,300 |
| FG-80050 | FastGene RNA Basic Kit | 50 回用 | ¥22,700 |
| FG-80250 | FastGene RNA Basic Kit | 250 回用 | ¥102,000 |
| FG-81006 | FastGene RNA Premium Kit | 6 回用 | ¥7,000 |
| FG-81050 | FastGene RNA Premium Kit | 50 回用 | ¥36,300 |
| FG-81250 | FastGene RNA Premium Kit | 250 回用 | ¥165,000 |
| FG-81FC050 | FastGene RNA 用フィルターカラム 単体 | 50 本／袋 | ¥13,600 |

※価格は 2023 年 6 月現在のものです。

■変更内容

構成部品の一部であるバインディングカラム及びフィルターカラム（Premium Kitにのみ同梱）の仕様
が変更となります。

FastGene™ RNA バインディングカラム（Basic Kit/Premium Kit）

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| 白色プラスチックメッシュ・メンブレン・青いリングの 3 パーツが装着されたカラム | メンブレン・青いリングの 2 パーツが装着されたプラスチックメッシュ付きカラム |
|  |  |

FastGene™ RNA フィルターカラム (Premium Kit のみ)

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| メンブレン・目の粗いフィルター・目の細かいフィルターの3パーツが装着されたカラム | メンブレン・目の粗いフィルター・目の細かいフィルターの3パーツが装着されたプラスチックメッシュ付きカラム |
|  |  |

■変更理由

- ・白色プラスチックメッシュのカラムへの取付工程を削減することにより、生産性の向上とヒューマンエラーの低減を図るため。
- ・カラムの型を RNA バインディングカラム、RNA フィルターカラムともにプラスチックメッシュ付きに統一するため。

■変更時期

製品ごとに順次切り替えとなります。(一部すでに切り替わり済みのものがございます。)

| 型番 | 切替ロット | 出荷開始日 |
|------------|---------------|---------------|
| FG-80006 | 未定(次回弊社入荷分より) | 旧仕様在庫なくなり次第順次 |
| FG-80050 | FG023E04003 | 2023年5月17日 |
| FG-80250 | FG022L22013 | 2023年1月16日 |
| FG-81006 | FG122K18012 | 旧仕様在庫なくなり次第順次 |
| FG-81050 | FG123B23002 | 2023年3月6日 |
| FG-81250 | FG123B23001 | 2023年3月7日 |
| FG-81FC050 | EPX22L21015D | 2023年3月14日 |

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。