

2022年12月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962**FastGene™ 1000uL ピペットチップ 一時的な仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
 早速ですが、この度下記製品に一時的な仕様変更がございますのでご案内申し上げます。
 製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、皆様方のご理解、ご協力を賜ります
 よう何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

型番	商品
FG-402	FastGene™ ピペットチップ (1000μL、ブルー、バルク包装)
FG-402R	FastGene™ ピペットチップ (1000μL、ブルー、PP ラック入り)
FG-402RS	FastGene™ ピペットチップ (1000μL、ブルー、PP ラック入り、ガンマ線滅菌済)

■変更内容

ピペットチップの色がより濃い青色となります。

**■変更理由**

原材料の樹脂不足に伴い、一時的に色味が少し濃い青の樹脂に変更しております。
 チップの装着性、形状、機能は通常のものと同様であることを検証済みです。

■該当ロットナンバー

FG-402 : F23502 の一部, F23503 ~ F23508

FG-402R : F23504

FG-402RS : F23502 の一部

※ロットナンバー : F23502 は、ロットの途中で樹脂が変更されたために、変更前の薄い青と、変更後の
 濃い青の両方のピペットチップが混在している場合がございます。

※上記以降のロットナンバーは元の色に戻ります。

ご不明な点がございましたら、お手数ではございますが弊社までお問い合わせ下さい。

以上