

お客様各位

2024年1月吉日

梱包仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社のモバイルリアルタイム PCR 装置 *PicoGene*®PCR1100 で使用する専用測定チップ MCP2000 の梱包仕様を変更することになりました。ご案内いたします。





今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【変更内容】10枚毎の中間包装を廃止
その結果、梱包箱が小さくなります。

【切り替え時期】現行品の在庫がなくなり次第、順次移行

	変更前	変更後
外観	 サイズ 160×132×70 mm	 サイズ 173×102×52 mm
中身		

※ 商品の仕様・品番・品名・数量の変更はございません。

以上