

2020年5月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 ムンパットビル 6 階
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

ibidi Pump System 関連製品の販売に関する協業のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社が総代理店を務めますドイツ ibidi GmbH 社の一部製品に関しまして、
ワケンビーテック株式会社と国内販売協業契約を締結いたしましたので、ご案内申し上げます。

これに伴い、2020年4月1日より一部販売元が変更となっております。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

ドイツ ibidi GmbH 社

灌流条件下での細胞観察システム ibidi Pump System 及びその関連消耗品

■変更開始日

2020年4月1日より

■変更点

製品カテゴリに応じて国内販売元が以下のいずれかとなります。

製品カテゴリ		国内販売元	
A	ibidi Pump System 本体 および専用消耗品	ワケンビーテック社のみ	デモの実施、同行訪問による顧客サポート、修理および保守対応は同社が実施致します。
B	ibidi Pump System・マ ニュアル兼用消耗品	日本ジェネティクス及びワケン ビーテック社の二社体制	顧客サポート等は二社のいずれも実施 致します。
上記以外の ibidi 社製品		日本ジェネティクスのみ	

上記内容は弊社ウェブサイトからもご確認頂けます。

https://www.n-genetics.com/products/search/detail.html?product_id=4523

※各製品カテゴリの対象型番詳細は次ページに記載

■対象製品

製品カテゴリ A) ibidi Pump System 本体および専用消耗品

国内販売元：ワケンビーテック社のみ

デモの実施、同行訪問による顧客サポート、修理および保守対応は同社が実施

型番	製品名
ib10902	ibidi Pump System(ポンプ本体、シリンジ固定ユニット、PC)
ib10903	オプション 追加用シリンジ固定ユニット(Fluidic Unit)
ib10906	ibidi Pump System(ポンプ本体、Quad シリンジ固定ユニット、PC)
ib10904	オプション 追加用シリンジ固定ユニット(Fluidic Unit Quad)
ib10961	Perfusion Set blue, 15cm, ID 0.8mm , 10ml
ib10962	Perfusion Set red, 15cm, ID 1.6mm , 10ml
ib10963	Perfusion Set White, 50cm, ID 0.8mm , 10ml
ib10964	Perfusion Set yellow/green, 50cm, ID 1.6mm , 10ml
ib10965	Perfusion Set yellow, 15cm, ID 0.5mm , 2ml
ib10966	Perfusion Set black, 50cm, ID 0.5mm , 2ml
ib10971	フィルター/リザーバーセット, 10ml
ib10972	フィルター/リザーバーセット, 2ml
ib10974	フィルター/リザーバーセット, 50ml
ib10976	リザーバーホルダー10ml 用
ib10977	リザーバーホルダー2ml 用
ib10978	リザーバーホルダー50ml 用
ib10982	ibidi Pump Demo Set

製品カテゴリ B) ibidi Pump System・マニュアル兼用消耗品

国内販売元：日本ジェネティクス及びワケンビーテック社の二社体制

顧客サポート等は二社のいずれも実施

型番	製品名
ib80161	μ -Slide I 0.2 Luer 未コーティング
ib80162	μ -Slide I 0.2 Luer CollagenIV
ib80166	μ -Slide I 0.2 Luer ibiTreat
ib80171	μ -Slide I 0.4 Luer 未コーティング
ib80172	μ -Slide I 0.4 Luer CollagenIV
ib80176	μ -Slide I 0.4 Luer ibiTreat
ib80181	μ -Slide I 0.6 Luer 未コーティング
ib80182	μ -Slide I 0.6 Luer CollagenIV
ib80186	μ -Slide I 0.6 Luer ibiTreat
ib80191	μ -Slide I 0.8 Luer 未コーティング
ib80192	μ -Slide I 0.8 Luer CollagenIV
ib80196	μ -Slide I 0.8 Luer ibiTreat
ib80040	Clamp for sticky-Slides

ib80126	μ -Slide y-shaped ibiTreat
ib81128	Sticky-Slide I 0.1Luer
ib80168	Sticky-Slide I 0.2Luer
ib80178	Sticky-Slide I 0.4Luer
ib80188	Sticky-Slide I 0.6Luer
ib80198	Sticky-Slide I 0.8Luer
ib80608	Sticky-Slide VI 0.4
ib80661	μ -SlideVI 0.1 未コーティング
ib80662	μ -SlideVI 0.1 CollagenIV
ib80666	μ -Slide VI 0.1 ibiTreat
ib80601	μ -Slide VI flow 未コーティング
ib80602	μ -Slide VI flow CollagenIV
ib80604	μ -Slide VI 0.4 Poly-L-Lysine
ib80606	μ -Slide VI 0.4 flowibiTreat
ib81101	μ -Slide I Luer バラエティー 未コーティング
ib81106	μ -Slide I Luer バラエティー ibiTreat
ib80043	Adapter for sticky-Slide VI 0.4
ib10812	sticky Slide 用カバースリップ (No.1.5H (170 +/- 5 μ m), 未滅菌, 25x75mm)
ib80042	Adapter for sticky-Slide I Luer
ib10830	Serial Connector for μ -Slides

上記以外の ibidi 社製品に関しましては、これまで通り弊社が国内総販売元となります。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。