

令和6年2月22日

お客様各位

 **エア・ブラウン株式会社**
ライフサイエンス部
arb-lsdept1949@arbrown.com

WHEATON 製メディアボトルの納期遅延について

拝啓 時下益々のご清栄のこととお喜びを申し上げます。平素は格別なるご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。

さて、DWK Life Sciences 社 WHEATON® メディアボトルにおきまして通常より納期が遅延しておりお客様にご迷惑をお掛けしておりますことお詫び申し上げます。

メディアボトルの表面の目盛りを印字するシルク印刷工程に不具合があり、製造が滞っております。現在、シルク印刷工程を修正・改善させて製造を再開しておりますが、大量の受注残があり元の供給状況に戻るまでは時間を要する予定です。仕上がり次第納品をさせていただきますので、諸事情をご勘案頂きますようお願い申し上げます。

お客様におかれましてはご迷惑をお掛けしますが、今後とも引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品：WHEATON® メディアボトル（下記型番）

型番	容量	キャップ/ライナー
219435	125ml	無し
219755	125ml	フェノール樹脂キャップ/ゴムライナー
219815	125ml	フェノール樹脂キャップ/PTFE・ゴムライナー
219717	250ml	フェノール樹脂キャップ/LDPE ライナー
219757	250ml	フェノール樹脂キャップ/ゴムライナー
219817	250ml	フェノール樹脂キャップ/PTFE・ゴムライナー
219439	500ml	無し
219759	500ml	フェノール樹脂キャップ/ゴムライナー
219819	500ml	フェノール樹脂キャップ/PTFE・ゴムライナー
219760	1000ml	フェノール樹脂キャップ/ゴムライナー
219820	1000ml	フェノール樹脂キャップ/PTFE・ゴムライナー

以上